

De Progress armkousen en handschoenen zijn op 3 punten vernieuwd!



1. Alle Progress armkousen worden standaard schuin opgewerkt op de G (anatomisch). De omvang van de arm bepaalt hoe schuin dit is. Hoe groot de opgegeven omvang ook is, wij breien voor u de optimale verhoging. U hoeft alleen de IG mediaal door te geven, wij berekenen de lengte aan de laterale zijde.

2. Om overdruk te voorkomen en ter verhoging van het draagcomfort worden de armkousen nu gemaakt met een ademend manchet van 3 cm op de pols. Teveel druk op de pols geeft zwelling van de hand en door het speciale comfort-manchet wordt dit voorkomen.

3. Wij zijn een nieuwe weg ingeslagen met de naadloze duiminzet. Bij het meten is het belangrijk om niet meer de omvang van de duim in een stropdasje/lusje te meten maar juist circulair recht om de duim.

Deze innovaties zijn van toepassing op de varianten:

Progress 2, Progress 3 en de Progress 1 XT / 2 XT (latex-vrij)